
Datentransfer Station

Dient zum Prüfen von externen Medien auf Viren und dem Übertragen der Daten auf ein persönliches Transferverzeichnis auf dem X Laufwerk. Auf dieses können Sie von jedem PC zuggreifen.



- 1. Bitte den zu prüfenden Datenträger anschließen und auswählen.
- 2. Auswahl ob der Datenträger nur geprüft werden soll, oder ab der Inhalt auch ins Transferverzeichnis übertragen werden soll (bevorzugt).

3. Anmeldung am Transferlaufwerk

Anmeldung mittels PC Login (AD Account):

Benutzername: kv<XXXXXX>

Passwort: <Passwort>



4. Nach der Prüfung kann der Datenträger entfernt werden. Die Daten liegen dann im Transferlaufwerk.

X:\Transfer\#datenschleuse (Dateien werden nach 14Tagen gelöscht)